

# EL PROGRAMA COVID PULSE

## **PASOS A TOMAR** ANTES DE FINALIZAR SU VISITA A LA SALA DE EMERGENCIA:

**1**

Por favor responda al mensaje de texto que recibió de “COVID Pulse” que usa el numero telefonico **215.774.6975**.

**2**

Por favor asegúrese de averiguar y acordarse de su **nivel de oxígeno (%SpO2)** antes de terminar su visita a la sala de emergencia.

**3**

Por favor asegúrese de recibir un oxímetro de pulso para medir su nivel de oxígeno.

## **¿POR QUE ESTOY INSCRITO** EN EL PROGRAMA COVID PULSE?

Durante su visita a la sala de emergencia, sus niveles de oxígeno estaban más bajos de lo esperado. Aunque están más bajo de lo esperado, estamos cierto que usted puede regresar a su casa sin correr riesgo de complicaciones. Para poder apoyarte, su doctor le gustaría monitorear sus niveles de oxígeno mientras estés en su casa con un oxímetro de pulso, también conocido como “pulse ox.”

Este aparato medirá su nivel de oxígeno para ayudarnos a saber cuánto oxígeno hay en su sangre.

# CÓMO CONFIGURAR

## SU OXIMETRO DE PULSO POR LA PRIMERA VEZ



1  
Retire su oxímetro de pulso de la caja y retire el estuche de silicona.



2  
Desempaca las dos pilas AAA que vienen con el aparato y instalarlas.



3  
Abre la abrazadera para encender el aparato automáticamente y chequea que el aparato funciona. El aparato se apagará automáticamente cuando no lo estás utilizando.

*Los diferentes modelos pueden tener un botón para encender el dispositivo.*



4  
El nivel de oxígeno se leerá debajo “%SpO2.”

*Este valor es el que usted comunicará cada día con un mensaje de texto.*